



IDÉE BRICOLAGE

N°104.641 - COCHON PORTE-BONHEUR

petit Cochon Porte-bonheur

✂ Aduis.

Matériel :

- ♥ LAINE ROSE
- ♥ FIL COTON NOIR
- ♥ CROCHET 2,5 MM

- ♥ OUATE REMPLISSAGE
- ♥ AIGUILLE LAINE

PATTES (4X)

Avec un crochet 2,5 mm monter 2 ML en Orchidée.
Puis crocheter des MS en rang spiral.
1. R : crocheter 6 Ms dans le 2 ML du crochet.
2. R : doubler ttes les 1. et 3 Ms (= 10fsM).
3. R : crocheter 10 Ms, et piquer dans la dernière M.
4. R : crocheter 10 Ms.
Séparer les fils.

TÊTE ET CORPS

Avec un crochet 2,5 mm monter 2 ML en Orchidée.
Puis crocheter des MS en rang spiral.
1er R : crocheter 6 Ms dans le 2 ML du crochet.
2. R : doubler chaque Ms (=12 Ms).
3. R : doubler toutes les 2ème Ms (= 18 Ms).
4. R : doubler toutes les 3ème Ms (= 24 Ms).
5. R : doubler toutes les 4ème Ms (= 30 Ms).
6. R : doubler toutes les 5ème Ms (= 36 Ms).
7.-13. Rd: crocheter 36 Ms.
14. R : Rabattre ens. ttes les 5ème et 9ème Ms (= 32 Ms).
15. R : crocheter 32 Ms.
16. R : Rabattre ens. ttes les 7ème et 8ème Ms (= 28 Ms).
17. R : Rabattre ens. ttes les 6ème et 7ème Ms (= 24 Ms).
18. R : Rabattre ens. ttes les 5ème et 6ème Ms (= 20 Ms).
19. R : Rabattre ens. ttes les 4ème et 5ème Ms (= 16 Ms).
Remplir le cochon avec de l'ouate de remplissage.
20.+21. R : Crocheter 16 Ms.
Séparer et coudre les fils.

MUSEAU

Avec un crochet 2,5 mm monter 2 ML en Orchidée.
Puis crocheter des MS en rang spiral.
1. R : crocheter 6 Ms dans le 2 ML du crochet.
2. R : doubler chaque Ms (=12 Ms).
3. R : doubler toutes les 3ème Ms (= 16 Ms).
Séparer les fils.

OREILLES (2X)

Avec un crochet 2,5 mm monter 2 ML en Orchidée.
Puis crocheter des MS en rang spiral.
1. R : crocheter 6 Ms dans le 2 ML du crochet.
2. R : doubler chaque Ms (=12 Ms).
Séparer les fils.

FINITION

Coudre le museau sur le cochon. Puis coudre les pattes sur le corps et les oreilles sur la tête. Avec le fil coton noir, broder les yeux sur le visage et 2 coeurs sur le nez. Pour la queue, crocheter 17 ML avec un double fil. Crocheter 3 ML à partir du début de la 3ème ML du crochet, puis crocheter 3 MS toutes les 3 ML afin que le queue se boucle et ainsi obtenir une queue en „tire-bouchon“.